



Bewahren Sie Ihre Stimme

Menschen mit degenerativen Erkrankungen wie ALS können ihre Stimme für die spätere Nutzung mit einem Kommunikationsgerät bewahren. Dies kann durch eine Sammlung von aufgezeichneten Nachrichten, einer individuellen synthetischen Stimme oder einer Kombination aus beidem erreicht werden. Diese Lösungen ermöglichen es den Betroffenen, wie sie selbst zu klingen und einen wichtigen Teil ihrer Identität zu bewahren. Dieses Verfahren, bekannt als Message Banking und Voice Banking, sollte frühzeitig nach der Diagnose begonnen werden, um die Stimme im Bedarfsfall zur Verfügung zu haben.

Was ist Message Banking?

Message Banking ermöglicht die Aufzeichnung und Speicherung einer Bibliothek mit den am häufigsten verwendeten Wörtern und Phrasen einer Person. Diese Sammlung dient dazu, die Kommunikation des Nutzers authentischer und effizienter zu gestalten.

Erfahren Sie mehr unter mymessagebanking.com

Was ist Voice Banking?

Voice Banking ermöglicht die Nutzung einer synthetischen Stimme, die der natürlichen Stimme einer Person sehr ähnlich ist. Message Banking kann mit Voice Banking kombiniert werden.

Erfahren Sie mehr unter acapela-group.com/voices/voice-banking







In vier Schritten zur eigenen synthetischen Stimme





1. Registrieren Sie sich beim Online-Dienst „my-own-voice“.
2. Nehmen Sie die vorgegebenen Sätze in Ihrem eigenen Tempo auf.
3. Hören Sie sich Ihre Stimme direkt auf der Website an und testen Sie diese drei Monate lang kostenlos in TD Snap oder TD Talk.
4. Kaufen Sie die Stimme, um sie zu benutzen, wenn Sie sie brauchen.

Diese Tobii Dynavox-Lösungen sind kompatibel mit der eigenen Stimme

TD I-Serie

	Voice banking
 TD Talk	Acapela my-own-voice, ModelTalker, The Voice Keeper und SAPI5* Dateiformate (64-Bit)
 TD Phone	Acapela my-own-voice, ModelTalker und SAPI5* Dateiformate (64-Bit)
 TD Snap	Acapela my-own-voice und jedes SAPI5* Dateiformat
 Communicator 5**	Acapela my-own-voice, ModelTalker, The Voice Keeper und jeder andere Voice Banking Service via SAPI5* Dateiformat (32-Bit)

TD Pilot

	Voice banking
 TD Talk	Acapela my-own-voice, ModelTalker, The Voice Keeper & Apple Personal Voice
 TD Phone	Nicht verfügbar für iPadOS
 TD Snap	Acapela my-own-voice, Apple Personal Voice
 Communicator 5**	Nicht verfügbar für iPadOS

*SAPI5 wird von Microsoft bereitgestellt. Die meisten Voice-Banking-Anbieter, einschließlich Acapela my-own-voice, bieten Installationsprogramme für 32- und 64-Bit SAPI5-Sprachdateien an.

**Communicator 5 ermöglicht Message Banking.

Entdecken Sie mehr

Mit den TD Kommunikationsgeräten mit Augensteuerung können Sie wieder mehr am Leben teilhaben und unabhängiger sein. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit diesen Geräten auf unserer Website.

Besuchen Sie de.tobiidynavox.com

