



# Behoud je stem

Mensen met degeneratieve ziekten, zoals ALS, kunnen hun stem behouden om later te gebruiken met een communicatieapparaat wanneer ze het vermogen om te spreken verliezen. Dit kan worden gedaan met een reeks opgenomen berichten, een aangepaste synthetische stem of een combinatie van beide. Deze oplossingen stellen een persoon in staat om als zichzelf te blijven klinken, wat helpt om een belangrijk deel van de identiteit te behouden. Beide processen, respectievelijk bekend als message banking en voice banking, moeten in een vroeg stadium van de diagnose worden gestart om klaar te zijn wanneer dat nodig is.

## Wat is voice banking?

Voice banking biedt een manier om te spreken met een synthetische stem die sterk lijkt op de natuurlijke stem van een persoon. Voice banking kan gecombineerd worden met message banking.

Bezoek: [acapela-group.com/voices/voice-banking](https://acapela-group.com/voices/voice-banking)

## Wat is message banking?

Message banking biedt een manier om een bibliotheek met de meest gebruikte woorden en zinnen van een persoon vast te leggen en op te slaan om hen te helpen zich authentieker en efficiënter uit te drukken.

Bezoek: [mymessagebanking.com](https://mymessagebanking.com)

## Wat is stemaanpassing?

Stemaanpassing geeft een persoon de mogelijkheid om een synthetische stem te kiezen die bij hem resoneert. Dit kan van alles zijn, van een specifieke taal, tot een soort accent binnen een taal, tot een stem die klinkt als een bepaalde leeftijd en geslacht.

Tobii Dynavox ondersteunt de volgende oplossingen voor stembehoud:

## TD I-Series

|                                                                                                           | Voice banking                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>TD Talk</b>          | Acapela my-own-voice, ModelTalker, The Voice Keeper en SAPI5* bestanden (64-bit)                                   |
|  <b>TD Phone</b>         | Acapela my-own-voice, ModelTalker en SAPI5* bestanden (64-bit)                                                     |
|  <b>Communicator 5**</b> | Acapela my-own-voice, ModelTalker, The Voice Keeper en elke andere spraakbankierdienst via SAPI5*-bestand (32-bit) |

\*SAPI5 wordt geleverd door Microsoft. De meeste aanbieders van voice bakes, waaronder Acapela my-own-voice, leveren installatieprogramma's voor zowel 32- als 64-bits SAPI5-spraakbestanden.

\*\* Communicator 5 biedt message banking aan

## TD Pilot

|                                                                                                           | Voice banking                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>TD Talk</b>        | Acapela my-own-voice, ModelTalker, The Voice Keeper & Apple Personal Voice |
|  <b>TD Phone</b>       | Niet beschikbaar voor iOS                                                  |
|  <b>Communicator 5</b> | Niet beschikbaar voor iOS                                                  |

## Ontdek meer

Leer meer over voice en message banking op uw eigen tempo met onze gratis, 24/7, online training, inclusief cursussen en video's. Onze bronnen zijn ontwikkeld in samenwerking met materiedeskundigen.

Découvrez [learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)

